

# Cadeira de banho ADVANCE

**LECKEY**



Proporciona ao utilizador o nível de suporte postural necessário para garantir a sua segurança e proteção durante o banho e lazer ao ar livre. É configurável em diversas posições dependendo das necessidades posturais do usuário e ajustável em altura para se adaptar às necessidades do familiar ou cuidador..

O ajuste de altura das pernas permite configurar a rede na altura adequada para trabalhar em uma posição confortável e ergonômica, reduzindo o risco de tensões ou lesões nas costas.

**Imagem 1.**

Permite inclinação e o suporte dos membros inferiores pode ser ajustado em 4 posições. **Imagem 2.**

Distância entre eixos opcional. **Imagem 3.**

Chassi leve e robusto, feito de alumínio inoxidável com elementos de aço e plástico. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4

# Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Tamanhos	4
Idade aproximada	1 a 18 anos
Peso máx do usuário	72 kg / 158 lbs
Altura do usuário	75 a 165 cm / 29,5" a 65"
Reclinação do encosto	0° - 90°
Acessórios	Opcional
Largura base	60cm / 23,6"
Comprimento total base	90 a 115 cm / 35,4" a 45,3"
Cor do tecido	Azul e rosa

Medição do usuário necessária  
(Altura total)



## BENEFÍCIOS

Adequado para pacientes com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.11P

