

Silla de baño ANCHOR



Proporciona una experiencia de baño sin preocupaciones para niños y cuidadores por igual. Hacemos de la seguridad y la comodidad una prioridad. Puede hacer ajustes de ángulo, altura y profundo lo que permite el crecimiento y el uso a largo plazo.

Se pliega para un fácil almacenamiento y transporte. **Figura 1.**

El respaldo, el asiento y el soporte para las pantorrillas con ángulo ajustable se pueden configurar según las necesidades individuales. **Figura 2.**

Las correas de posicionamiento y el soporte para la cabeza se pueden colocar en cualquier lugar a lo largo de la silla. **Figura 3.**

Accesorios opcionales. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
Ancho asiento	XS - 12" S - 14.5" L - 16"
Profundo asiento	XS - 10.5 - 13" S - 10.5-13" L - 13-16"
Altura respaldo	XS - 18.5" S - 24" L - 32"
Ancho respaldo	XS - 14.5" S - 17" L - 18.5"
Soporte de pies	XS - 10.2" S - 11" L - 14"
Reclinación respaldo	0°, 30°, 60°, 90°
Ángulo soporte pies	30°, 60°, 90°
Peso max de usuario	70 kg / 155 lbs
Peso del producto	XS - 5.8 kg / 12.75 lbs S - 6.6 kg / 15.5 lbs L - 8.2 kg / 18 lbs
Color tela	Azul



BENEFICIOS

Apta para pacientes con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

