

All Court Basquetbol

RGK



La RGK® AllCourt presenta un marco liviano, ajustable y de alto rendimiento diseñado para brindar maniobrabilidad y potencia. El marco ajustable de AllCourt le permite experimentar con la configuración de su silla para encontrar la configuración óptima para su juego. La silla de ruedas deportiva AllCourt llevará su juego al siguiente nivel.

Sistema de ajuste del centro de masa/centro de gravedad. **Figura 1.**

Armazón en dos secciones: el armazón superior del asiento y el chasis inferior. **Figura 2.**

Componentes del marco de baloncesto. **Figura 3.**

Opción de marco de titanio. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EISP1
Ancho asiento	12" a 20"
Profundidad asiento	10" a 20"
Altura marco	16" a 21" (delantera)
Altura marco	13" a 21" (trasera)
Capacidad de peso	113 kg / 250 lbs
Camber	16° y 20°
Centro de gravedad	Ajustable 0" - 3.5"
Casters	3"
Accesorios	Opcionales
Colores disponibles	24 opcionales

Medidas
reglamentarias



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

