

Allstar

RGK



La sencilla capacidad de ajuste de la AllStar, junto con la eliminación de peso adicional innecesario, proporciona el equilibrio perfecto entre ligereza y flexibilidad. Es el nexo de unión entre la Club Sport para principiantes y la Elite más profesional. El desarrollo del jugador requiere un producto que se pueda ajustar, pero que también se ajuste a sus medidas.

Opciones de marco: Antivuelco simple o doble. Respaldo fijo o ajustable en altura. **Figura 1.**

Sistema de ajuste del centro de gravedad del respaldo. **Figura 2.**

Correas de tensión ajustables en la tapicería para un mejor soporte y posicionamiento. **Figura 3.**

Amplia gama de correas de trinquete y velcro para una sujeción segura al marco. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Marco	Aluminio 7020
Tipo de marco	Rígido
Ancho de asiento	10" a 20" / 25 cm a 50 cm
Profundidad asiento	10" a 20" / 25 cm a 50 cm
Centro de gravedad	Ajustable de 0" a 7"
Capacidad de peso	100 kg / 220 lbs
Peso del producto	Desde 9.8 kg / 21.6 lbs
Accesorios	Opcionales
Ajustes	En medidas
Colores disponibles:	27 opciones



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

