

Almofada GS

JAY®



A almofada para cadeira de rodas JAY® GS® incorpora uma base de espuma estável e altamente durável e a comprovada tecnologia de inserção de fluidos da JAY com a capacidade única de crescer com o cliente enquanto mantém o suporte adequado, tornando-a uma excelente solução para crianças e adultos jovens em crescimento.

Base de espuma contornada com crescimento integrado e modificações fáceis. **Imagem 1.**

Disponível com uma ampla seleção de componentes de posicionamento de 2" e 3". **Imagem 2.**

Possui inserto FLUID que não requer manutenção e se adapta ao formato de cada indivíduo. **Imagem 3.**

Capa extensível com fibra Ionic+™ e tecido espaçador 3DX. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	10" a 18"
Profundidade	10" a 20"
Peso do Produto	3,1 kg / 6,9 lbs
Altura	10 cm / 4" com componentes
Capacidade de peso	14"-21" 136 kg / 300 lbs
Base de espuma	Espuma pré-contornada
Inserir	Compartimentada de fluido Flow™
Capa externa	X-Static Stretch™
Configurações	Opcional
Opções	Componentes de 2" e 3"

Belcros para manter e posicionar componentes



Ótima área de imersão pélvica

BENEFÍCIOS

É uma excelente solução de posicionamento para crianças em crescimento e jovens adultos.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

