

# Almofada X2

**JAY**



O JAY X2 é uma almofada para cadeira de rodas leve, livre de manutenção e com fluido, que possui um perfil reduzido, projetado para fornecer estabilidade e alívio de pressão para clientes ativos. Utilizando elementos das almofadas JAY Xtreme e Active, o X2 combina os designs consagrados da JAY com suas tecnologias mais recentes

Base de espuma leve e estável com perfil reduzido. **Imagem 1.**

Possui uma pequena inserção de fluido JAY Flow, que se adapta ao formato de cada indivíduo e protege as proeminências ósseas para ajudar a proteger a pele contra lesões. **Imagem 2.**

Sistema inovador de dois andares. **Imagem 3.**

A bolsa da foto é opcional. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

## ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	14" a 20"
Profundidade	14" a 20"
Peso do Produto	1,7 kg / 3.8 lbs (16"x16")
Altura	2,72 cm / 2,5"
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Base de espuma	Foam
Inserir	JAY Flow™ Fluido Tripad
Tampa interna	Impermeável com costura anti-pavio
Capa externa	Stretch™
Configurações	Em medições

Fluido de reposição para cada tamanho de almofada.



A tampa interna é à prova d'água reforçada com fio anti-absorção

## BENEFÍCIOS

Para usuários ativos com falta de sensibilidade e estabilidade

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

