

Assento suave



Eles oferecem suporte e conforto adicionais e são recomendados para crianças com necessidades leves a moderadas de apoio para sentar. É feito de um material de toque suave, sem látex e antimicrobiano. As almofadas do assento e do encosto podem ser usadas juntas ou separadamente.

Almofada de assento e/ou almofada de encosto com contornos macios.

Imagem 1.

Eles podem ser acoplados à maioria dos sistemas de assentos. **Imagem 2.**

Foi desenhado e moldado com uma “dobradiça” para se mover confortavelmente e apoiar o corpo enquanto está reclinado. **Imagem 3.**

Eles são facilmente transportados. **Imagem 4.**

www.lohmedical.com




Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Clinicamente sólido, design inovador e valor excepcional.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	Tamanho 1 a 5
Largura do assento	20 - 40,6 cm / 8 - 16"
Almofada profunda	20 - 40,6 cm / 8 - 16"
Largura do encosto	18,75 - 35,5 cm / 7,5 - 14"
Encosto alto	25 - 40,6 cm / 10 - 16"
Peso do usuário	9 até 91 kg / 20 - 200 lbs
Cores	 Cereja  Cinza escuro  Lilás  Água

Arnês com almofada pélvica de 3 pontos e arnês para tronco.



Abdutor embutido para almofada de assento

Para sistema especial de suporte reclinável



BENEFÍCIOS

Destinam-se a crianças com necessidades de posicionamento leves a moderadas.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

