

Scooter Buzzaround LT

 GOLDEN



Destinase a ser utilizado por pessoas de todas as idades que possam ter dificuldade em caminhar distâncias ou por períodos de tempo.

Este design esportivo apresenta um assento leve estilo estádio e capacidade de peso de 135 kg. **Imagem 1.**

Todas as scooters Golden podem ser usadas com controles esquerdo ou direito e operação giratória. **Imagem 2.**

Dispositivos médicos de classe II aprovados pela FDA. **Imagem 3.**

Acessórios opcionais para o utilizador e para a scooter. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	GB107
Largura do assento	17"
assento profundo	16"
Altura do encosto	16"
Peso do Produto	45 kg / 98 lbs
Capacidade de peso	135 kg / 300 lbs
Rodas	8" x 1,5" Sólido
Altura da base ao chão	6 cm / 2,5"
Velocidade	6,5 kmh
Cor	Vermelho



BENEFÍCIOS

Projetado para ser conduzido em calçadas e áreas de pedestres.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

