

CHROME

RGK



CHROME es un ejemplo perfecto de cómo reducir el exceso de piezas innecesarias y comprender los materiales con los que se trabaja puede permitir la creación de una gran silla. Esta silla es un modelo increíblemente liviano y duradero, y hará maravillas para sus necesidades diarias.

Estructura de acero al cromo molibdeno, tamaño del tubo del marco de 25 mm de diámetro. **Figura 1.**

Elección de diseño de marco abierto o cerrado. **Figura 2.**

Tapicería ajustable con correas de tensión ajustables para un mejor soporte y posicionamiento. **Figura 3.**

Posición del reposapiés fija o regulable. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4


Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Material del Marco	Acero cromo molibdeno
Estilo del Marco	Rígido
Capacidad de Peso	125 kg / 275.5 lbs
Centro de Gravedad	Ajustable o Fijo
Peso del Producto	Desde 9.1 kg / 20 lbs
Ancho del Asiento	Bariátricos hasta 21.5" (55 cm)
Ruedas delanteras	4" o 5" con horquilla de aluminio
Respaldo	Fijo o abatible ajustable en altura

Añade un bordado personal en el respaldo.



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

