

COMPASS

 rifton.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4

É a cadeira de inclusão perfeita. Com seu assento de apoio, apoios de braços robustos e estrutura estável, oferece o suporte de que precisam para se sentirem seguros e confortáveis.

As pernas padrão têm cinco centímetros de ajuste de altura.

Imagem 1.

O arnês pélvico protege os quadris e a parte superior das coxas sem pressão no abdômen. Fornece uma base segura e confortável para uma postura correta.

Imagem 2.

Apoios de braços altos proporcionam suporte e auxílio nas transferências.

Imagem 3.

Os pés de estabilidade ampliam a base de apoio e evitam tombamento. Ajuste de altura de 2".

Imagem 4.



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
Medição do usuário	91 cm a 160 cm / 36" a 63"
Medidas do quadro	1 a 5
Largura do assento	27 cm a 46 cm / 10.5" a 18.2"
Profundidade assento	24 cm a 42 cm / 9.5" a 16.5"
Peso máx do usuário	113 kg / 250 lbs
Usar	Dentro
Acessórios	Opcional
Configurações	Não são necessárias ferramentas
Cor	Azul



BENEFÍCIOS

Adequado para pacientes com danos neuronais e psicomotores ou deficiência psíquica cognitiva.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

