

Cojín OneLoh



ONE

Con buen soporte y fácil de usar, el cojín OneLoh aporta comodidad a cualquier asiento. Es ligero, suave y tiene una forma que favorece una mejor postura y alivio diario.

Materiales de alta calidad y Nylon.
Figura 1.

Espuma Contorneada High Rebound.
Figura 2.

Orificios de ventilación. **Figura 3.**

Cubierta suave y transpirable. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Medidas	14x14", 16x16", 18x16", 18x17", 20x18"
Grosor del asiento	8 cm / 3.1"
Grosor de la parte inferior del muslo	7 cm / 2.7"
Espesor medial del muslo	4.5 cm / 1.7"
Soporte lateral para muslos	4.5 cm / 1.7"
Contorno pélvico	3.5 cm / 1.3"
Capacidad de peso	130 kg 286 lbs



BENEFICIOS

Auxiliar para posicionamiento y confort al usuario.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11S

