

Cojín QUADTRO SELECT

ROHO®



El QUADTRO SELECT se adapta a tus necesidades y actividades. Controla los niveles de inflado en todo tu cojín con el exclusivo Control de Memoria ISOFLUO y un diseño independiente de cuatro compartimentos. Las células de aire interconectadas proporcionan inmersión y envolvimiento para la redistribución de la presión. Disponible en tres diferentes alturas de células.

La funda stretch y antibacteriana se adapta y mantiene a cualquier superficie o silla de ruedas. **Figura 1.**

El exclusivo diseño de celda de aire tiene la capacidad de ajustarse y adaptarse a la forma del cuerpo del usuario. **Figura 2.**

Fabricado en polivinyl de alta calidad y ultraligero en varias medidas. **Figura 3.**

Materiales resistentes al agua y fáciles de limpiar. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

ESPECIFICACIONES

Ancho asiento	11" hasta 25"
Profundo asiento	12" hasta 23"
Altura cojín	Perfil alto 4.25" Perfil medio 3.25" Perfil bajo 2.25"
Peso del producto	1.5 kg / 4 lbs
Capacidad de peso	158 kg / 350 lbs
Funda exterior	Elástica
Bomba de aire	Incluida (manual)

Inflado un solo compartimento



Inflado en compartimentos separados

Bomba de inflado manual



Kit de reparación

BENEFICIOS

Diseñado para usuarios de riesgo de degradación de la piel que requiere una estabilidad leve

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

