

# Cojín Zip

**JAY**®



El Cojín Zip® es un cojín para sillas de ruedas diseñado para la protección de la piel y el posicionamiento, hecho a medida para niños, ¡ofreciendo propiedades antimicrobianas, conveniencia y comodidad!

La base de espuma de doble capa del cojín para silla de ruedas para niños Zip combina soporte estructural y comodidad. **Figura 1.**

¡Pesa tan solo 1,2 libras (0.54 kg.)!  
**Figura 2.**

La funda interior es resistente al agua y fácil de limpiar, mientras que su cremallera Aqua-guard y su hilo anti-mecha protegen la base de espuma de los líquidos. **Figura 3.**

Se puede pedir con bandas laterales de cubierta exterior de colores. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Cojines de sillas de ruedas diseñados para brindar al usuario soporte, comodidad y protección.

## ESPECIFICACIONES

Rango de ancho	8" a 16"
Profundidad	8" a 18"
Peso del producto	0.5 kg / 1.2 lbs (12"x12")
Altura	7 cm / 2.75"
Capacidad de peso	74 kg / 165 lbs
Base de espuma	Contorneada de doble capa
Funda exterior	Lycra® recubierta de Dartex® Hilo elástico de plata Ionic+™
Funda interior	Dartex con Aquaguard
Ajustes	En ancho y profundo

Uso pediátrico o medidas cortas



Fácil de desmontar para limpieza

## BENEFICIOS

Protección de la piel y posicionamiento, para sillas de ruedas pediátricas

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11S

