

Cadeira com inclinação e reclinção manual

 **coyote** T+

 **ONE**




Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4

Agora oferecemos uma cadeira de estrutura rígida, redutível e de alta qualidade que se inclina até 45° e também inclui reclinção manual, a preços acessíveis, com configuração personalizada conforme necessário para crianças e adultos.

Inclinação de -3° a 45°. **Imagem 1.**

Recline de 90° a 125°. **Imagem 2.**

Rodas traseiras maciças de 16", com freio a tambor. **Imagem 3.**

Apoios de pernas ajustáveis em ângulo, altura e tibiotarso. **Imagem 4.**

Outras características:

- Guiador ajustável em ângulo único.
- Anti-tombo retrátil fácil de usar.
- Apoios de braços tipo secretária, reguláveis em altura e removíveis.
- Painel de assento em alumínio e apoios de quadril ajustáveis.
- Inclui sistema de trânsito.
- O encosto e a almofada não estão incluídos na configuração básica, pode fixar qualquer sistema de posicionamento à sua escolha. Consulte a nossa equipa que o aconselhará sobre a melhor almofada e encosto a fixar.

Pensando em você. Mais opções.

Produtos de alta qualidade com os acessórios necessários a um preço acessível.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Alumínio, Rígido redutível cor preta
Largura do assento	14" até 19"
Profundidade assento	14" até 19" (painel de alumínio)
Peso do Produto	34 kg
Capacidade de peso	136 kg
Roda da frente	7" sólido
Roda traseira	16" sólido
Apoio de braço	Ajustáveis em altura e removíveis
Apoio de cabeça	Anatômico, ajustável em ângulo e profundidade
Encosto e almofada	Não incluso
Suportes de tronco	Não incluso



BENEFÍCIOS

Uma cadeira de rodas personalizada para necessidades especiais que proporciona inclinação, reclinção e se adapta a todas as idades

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

