

Grúa Deluxe

 Joerns



Diseñada para satisfacer las necesidades tanto del cuidador como del paciente, la HPL402 cuenta con empuñaduras ergonómicas para reducir la tensión en la espalda y una palanca de descenso mecánico para el descenso sin potencia. El actuador de velocidad única está montado al revés para aumentar el espacio libre de las piernas del paciente, y la unidad también cuenta con protectores de piernas y topes de ruedas para evitar daños en paredes y muebles.

Base en U ajustable para sentarse o ir al baño con facilidad y para ampliar la base con solo tirar de una palanca.

Figura 1.

La batería incluye botón de parada de emergencia. **Figura 2.**

Permite eslingas de 4, 6 puntos o estilo cadena. **Figura 3.**

Tipo de batería 2-12 V, recargable. Entrada del cargador 120V CA. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Base cerrada	61 cm / 24"
Base abierta	100 cm / 39.5"
Altura máxima	198 cm / 78"
Altura mínima	77.5 cm / 30.5"
Altura base	5.5 cm / 2.1"
Tamaño ruedas	3"
Capacidad de peso	181 kg / 400 lbs
Peso del producto	42.2 kg / 93 lbs
Sistema	Eléctrico
Accesorios	Mallas de traslado



BENEFICIOS

Indispensable en traslados para pacientes y cuidadores de forma cómoda y segura.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

