

E-PACER

Traslados y marcha



Su funcionalidad y combinación de elevación y entrenamiento de la marcha con clientes grandes o altamente dependientes.

Se puede elevar lo suficientemente alto como para soportar a un cliente que camina de 6'5" y luego retraerse hasta 32³/₄" para un almacenamiento compacto.

Figura 1.

Al girar la barra expansora de piernas, se extiende el marco del E-Pacer para adaptarse a sillas de ruedas grandes.

Figura 2.

La báscula se empareja con una tableta o un teléfono a través de Bluetooth, la aplicación Gait Tracker puede realizar un seguimiento del progreso de carga de peso de su cliente.

El accesorio del poste del interruptor permite que un cuidador o el usuario opere el elevador eléctrico sin agacharse.



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
Medida total usuario	77 cm hasta 193 cm / 30" hasta 76"
Ancho tronco	56 cm hasta 152 cm / 22" hasta 60"
Peso max de usuario	160 kg / 350 lbs
Peso del producto	32.5 kg / 72 lbs
Uso	Transferencias y marcha
Accesorios	Opcionales
Ajustes	No se requiere herramientas
APP	Bluetooth, aplicación Gait Tracker
Báscula	Opcional (de fábrica)
Batería / Cargador	Gel ácido 24 V, 2,9 Ah / 100-240 V CA
Colores base	

Medida de usuario requerida (altura total)	
	Opción de odómetro
Liberación giratoria Bloqueo giratorio Arrastre variable	
	Frenos de pie y bloqueo de dirección

BENEFICIOS

Ayuda excelente para pacientes con diferentes necesidades de transferencia y movilidad limitada.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

