

Grúa EZ-2



Grúa portátil para almacenamiento y/o reubicación a otro área de muelle o piscina. Con su diseño compacto, es excelente para aplicaciones residenciales. Viene con un asiento de malla y hay disponibles opciones de asiento adicionales.

Anclaje: elija entre aplicaciones de plataforma de concreto o madera.

Figura 1.

Funda: protege su inversión de los elementos. **Figura 2.**

Opción de suspensión de 4 puntos: más segura y capaz de usarse con muchas eslingas estándar. **Figura 3.**

Asiento duro: opción de asiento adicional para una gama más amplia de usuarios. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Los líderes en recreación, fitness y accesibilidad, segura y garantizada.

ESPECIFICACIONES

ITEM	F-EZPL2
Rango de asiento	31 - 50 cm / 12" - 20"
Capacidad de peso	181 kg / 400 lbs
Peso del producto	31.7 kg / 69.9 lbs
Rango de rotación	360°
Sistema	Manual hidráulico
Accesorios	Cadena de acero inoxidable Modelos de asientos (2) Ancla (no Incluida) F-033EZA – Ancla estándar



BENEFICIOS

Fabricadas para piscinas y spa son ideales tanto para uso comercial como residencial.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

