

Encosto J3 Alumínio e carbono

≡ **JAY**®



O JAY mais versátil de volta para todas as formas, tamanhos e estilos de vida. A linha de produtos de encosto JAY® J3™ oferece uma infinidade de larguras, alturas e profundidades de contorno para encaixar o encosto no cliente. Cada encosto é leve e ajustável, com várias opções de hardware que permitem uma instalação fácil.

O J3 Plus oferece estabilidade pélvica e de tronco para o cliente bariátrico.

Imagem 1.

Mais tamanhos. Mais estilos. PA, PL, PD, PDL. **Imagem 2.**

O encosto com contorno de 6" mais popular, PD, está agora disponível em mais de 40 tamanhos. **Imagem 3.**

Oferece uma opção de revestimento de fibra de carbono para o máximo em desempenho leve. Com um peso tão leve de 1 kg. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Encosto para cadeira de rodas projetado para proporcionar apoio, conforto e proteção ao usuário.


ESPECIFICAÇÕES

Faixa de largura	12" a 26"
Altura	6,5" a 24"
Profundidade	2,2" a 6"
Peso do Produto	0,8 kg / 1,7 lbs (sem suportes)
Capacidade de peso	12"-20" 136 kg / 300 lbs 22"-26" 226 kg / 500 lbs
Ângulo de ajuste	Sim
Material	Espuma macia
Bainha	Microclimático 3DX
Base	Alumínio ou Carbono
Configurações	Altura, largura e profundidade
Acessórios	Suportes e arnês

BENEFÍCIOS

Encostos projetados para cadeiras de rodas para suporte perfeito

Montagem removível
SH de 4 pontos



Montagem removível
TH

Componentes
torácicos e
lombares



Acessórios de apoio
de cabeça

Suportes laterais



Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

