

# Encosto comfortable Plus



O encosto estabilizador Comfortable Plus com suportes laterais adicionais não é apenas confortável, mas também oferece a possibilidade de corrigir defeitos posturais e melhorar o controle corporal. Suportes laterais largos e um grande apoio de cabeça estabilizam o paciente, ajudam a proteger a seção do pescoço e garantem um posicionamento adequado da cabeça.

Os materiais são certificados como não inflamáveis, antibacterianos e livres de látex. **Imagem 1.**

Quatro tamanhos de largura e altura com suportes laterais. **Imagem 2.**

Inclui bomba de ar manual e outros acessórios opcionais. **Imagem 3.**

O formato anatômico do encosto e o peso leve permitem fácil instalação em cadeira de rodas, assento de reabilitação, cadeira ou carro. **Imagem 4.**




Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Largura e altura	Pequeno 30 cm x 50 cm
	Médio 35 cm x 60 cm
	Grande 40 cm x 75 cm
	Extra Grande 45 cm x 75 cm

Largura e altura suportes laterais	Pequeno 58 cm x 28 cm
	Médio 65 cm x 28 cm
	Grande 75 cm x 35 cm
	Extra Grande 85 cm x 35 cm

Capacidade de peso	120 kg / 264,6 lbs
--------------------	--------------------

Peso do Produto	4 kg / 8,8 lbs
-----------------	----------------

Dispositivos	Opcionales
--------------	------------

Cinta elástica de neoprene



Tubo flexível para maior estabilidade e rigidez

## BENEFÍCIOS

Projetado para usuários que necessitam de posicionamento e estabilidade moderados.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

