

# Encosto comfortable



O encosto estabilizador Comfortable proporciona suporte confortável e alívio ao mesmo tempo. A forma modificável oferece ajuste personalizado às necessidades do usuário, corrigindo defeitos posturais e, assim, melhorando o controle do corpo do usuário.

Os materiais são certificados como não inflamáveis, antibacterianos e livres de látex. **Imagem 1.**

Três tamanhos de largura e altura. **Imagem 2.**

Inclui bomba de ar manual e outros acessórios opcionais. **Imagem 3.**

O formato anatômico do encosto e o peso leve permitem fácil instalação em cadeira de rodas, assento de reabilitação, cadeira ou carro. **Imagem 4.**




Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Largo	Pequeno 52 cm Médio 56 cm Grande 70 cm
-------	--

Altura	Pequeno 40 cm Médio 50 cm Grande 50 cm
--------	--

Capacidade de peso	100 kg / 220 lbs
--------------------	------------------

Peso do Produto	1,5 kg / 3,3 lbs
-----------------	------------------

Dispositivos opcionais	Opcional
------------------------	----------

Tubo flexível para maior estabilidade e rigidez



## BENEFÍCIOS

Projetado para usuários que necessitam de posicionamento e estabilidade moderados.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.11P

