

Estabilizador Prono e Supino

 rifton.



Prono

Supino



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4

Estabilizador de múltiplas posições que pode alternar facilmente entre voltado para baixo e voltado para cima, proporcionando maior flexibilidade e mais opções para o usuário. Fornece suporte e estabilidade ao mesmo tempo que incentiva a sustentação de peso e o uso das mãos e braços.

Pode ser inclinado 90° da horizontal até completamente vertical. Ajuste o ângulo ideal para cada usuário.

Imagem 1.

Suporte corporal com ampla área acolchoada, que apoia a pélvis e o tronco do usuário.

Imagem 2.

Abdução independente do quadril com 0-30° de abdução independente para cada extremidade inferior e com suporte de joelho dividido opcional.

Imagem 3.


A alça do cuidador permite manobras fáceis e pode ser ajustada rapidamente para cima ou para baixo.

Imagem 4.



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES	
ITEM	S1 S410 S2 S420 S3 S430
Tamanho	S1, S2 e S3
Quadro	Alumínio aeronáutico
Medição do usuário	28" a 65" / 71 a 165 cm
Peso máx do usuário	185 lbs / 84 kg (S3)
Peso do Produto	Prono 47, 72 e 104 lbs / 22, 33 e 47 kg Supino 52, 78 e 115 lbs / 24, 35 e 52 kg
Acessórios	Opcional
Configurações	Não são necessárias ferramentas
Cores da moldura	

Medição do usuário necessária (Altura total)	
	Opção de crescimento
Sandálias ajustáveis Eles giram 180°	
	Freios de pé em ambas as rodas laterais

BENEFÍCIOS

Permite a posição vertical para adultos e crianças com deficiência física.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

