

Estabilizador Prono y Supino

 rifton.



Prono

Supino



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4

Estabilizador de múltiples posiciones que puede cambiar fácilmente entre boca abajo y boca arriba, para brindarle la mayor flexibilidad y la mayor cantidad de opciones para el usuario. Brinda apoyo y estabilidad al tiempo que fomentan el soporte de peso y el uso de manos y brazos.

Puede inclinarse 90° de horizontal a completamente vertical. Ajuste el ángulo ideal para cada usuario.

Figura 1.

Soporte corporal con área grande y acolchada, que soporta la pelvis y el tronco del usuario. **Figura 2.**


Abducción independiente de cadera con 0-30° de abducción independiente para cada extremidad inferior y con rodillera dividida opcional. **Figura 3.**

La manija del cuidador permite maniobrar fácilmente y se puede ajustar rápidamente hacia arriba o hacia abajo. **Figura 4.**



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
ITEM	S1 S410 S2 S420 S430
Tamaño	S1, S2 y S3
Marco	Aluminio aeronáutico
Medida de usuario	28" hasta 65" / 71 hasta 165 cm
Peso max de usuario	185 lbs / 84 kg (S3)
Peso del producto	Prono 47, 72 y 104 lbs / 22, 33 y 47 kg Supino 52, 78 y 115 lbs / 24, 35 y 52 kg
Accesorios	Opcionales
Ajustes	No requieren herramienta
Colores marco	

Medida de usuario requerida (altura total)	
	Opción para el crecimiento
Sandalias ajustables Giran 180°	
	Frenos de pie en las dos ruedas laterales

BENEFICIOS

Permite la posición vertical para adultos y niños con discapacidades físicas.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

