

Estabilizador Squiggles+



LECKEY

Extremamente versátil, o suporte infantil Squiggles+ oferece posições prona, vertical e supina em um único produto. Com uma ampla gama de ajustes graças aos apoios ajustáveis de peito, quadril e joelhos e à possibilidade de abdução até 60°.

Podemos alterar o ângulo da posição PRONA para SUPINA, e também regular os ângulos dos apoios. Prono 0° a 60°, Supino 0° a 80°. **Imagem 1.**

Abdução do quadril até 60°. **Imagem 2.**

Disponível em vermelho, azul e roxo e em vinil vermelho. **Imagem 3.**

Bandeja de atividades com altura e ajuste aprimorados que podem ser usadas nas posições prona e supina. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2




Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Almofadas para cadeiras de rodas projetadas para proporcionar suporte, conforto e proteção ao usuário.

ESPECIFICAÇÕES

Altura do usuário	De 75 a 110 cm / 29,5" a 43,5"
Peso máximo do usuário	22 kg / 48,4 lbs
Peso do Produto	A partir de 6,5 kg / 14,3"
Ângulo Propenso	0° a 60°
Ângulo Supino	0° a 80°
Ajuste da mesa propensa	30°
Ajuste da mesa supina	40°
Cores	Vermelho, azul, roxo e Vinil vermelho



BENEFÍCIOS

Projetado para crianças e jovens que necessitam de posicionamento ideal e estabilidade pélvica

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Disponemos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

