

Extreme X8



magic
Mobility

Silla de ruedas motorizada estándar 4x4. El rendimiento todoterreno y la confiabilidad inigualables lo hacen perfecto para aventureros.

Con una elevación del asiento de 12", la función de elevación eléctrica C-Me. Viaje a 5 km/h con elevación del asiento de 12". **Figura 1.**

Cuatro motores independientes, de alta velocidad, alto par y alta eficiencia. **Figura 2.**

Bastidor delantero articulado con neumáticos de tacos de baja presión. **Figura 3.**

Ofrece cinco colores estándar y tres estampados especializados. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	13" hasta 24"
Profundidad asiento	13" hasta 24"
Peso producto	Desde 145 kg
Capacidad peso	154 kg
Altura del respaldo	16.5" hasta 24"
Máximo rango	33 km
Velocidad máxima	10 kmh
Ruedas	14"
Radio de giro	66 cm
Ancho total	28"



- Elevación e inclinación del asiento 12" / 45°
- Elevación del reposapiernas de 95 a 180°
- Basculación 50°
- Reclinación de 0°-160°

BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

