

Frontier V6

magic
Mobility



Com acionamento central, oferece enormes capacidades off-road e de subida em meio-fio. Seus pneus de baixa pressão proporcionam uma condução mais suave e dão ao Frontier V6 maior capacidade de subida. A Frontier V6 é a cadeira de rodas ideal para ambientes externos, mas seu tamanho também a torna uma cadeira de rodas capaz de operar em ambientes fechados.

Com elevador de assento de 12", função de elevação elétrica C-Me. (5) Viaje a 5 km/h com elevação do assento de 12".

Imagem 1.

Luzes LED poderosas Instaladas em suportes de borracha, essas luzes são flexíveis e resistentes a impactos.

Imagem 2.

O pacote híbrido de rodas e pneus FrontierV6. **Imagem 3.**

Oferece uma ampla gama de opções e acessórios. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	13" até 23"
Profundidade assento	13" até 24"
Peso do Produto	A partir de 145 kg
Capacidade de peso	154 kg
Altura do encosto	16,5" até 24"
Classificação máxima	33 km
Velocidade máxima	8 kmh
Rodas	8" e 14"
Raio de giro	58 cm (sem apoio para os pés)
Largura total	27.3" e 28"



- Elevação e inclinação do assento 12" / 45°
- Elevação do apoio de pernas de 95 a 180°
- Inclinação de 50°
- Reclinação 95-160°

BENEFÍCIOS

Para utilizadores com mobilidade reduzida parcial ou total dos membros inferiores.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto
Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

