

GS

zippie®



Crescimento e versatilidade que acompanham crianças ativas. Nomeado por seu sistema de crescimento integrado, o Zippie® GS™ oferece crescimento de quadro e componentes, configurações de rodas padrão e reversa, e opções de quadro dobrável e rígido para acompanhar as vidas sempre em mudança das crianças!

Permitir crescimento de até 2" de largura e até 4" de profundidade.

Imagem 1.

Está disponível com estrutura dobrável ou estrutura rígida. **Imagem 2.**

Montagem de rodas padrão ou reversas. **Imagem 3.**

Trilho duplo para evitar interferência de peças. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4

Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.


ESPECIFICAÇÕES

ITEM	EIZGS
Quadro	Alumínio
Tipo de moldura	Dobrável e Rígido
Largura do assento	10" a 18" / 25,4 cm a 45,7 cm
Profundidade assento	10" a 20" / 25,4 cm a 50,8 cm
Capacidade de peso	75 kg / 165 lbs
Peso do Produto	13,2 kg / 29 lbs
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições

Estrutura leve e dobrável
fácil de transportar e armazenar



Cores disponíveis:



BENEFÍCIOS

Tecnologia de estrutura rígida e estrutura dobrável para crianças ativas e em crescimento.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com



ver_2025.11.11P

