

Go Chair

PRIDE
MOBILITY



¡La Go Chair® es la número uno en portabilidad! Con un desmontaje muy sencillo, podrás llevar tu Go Chair a todos tus lugares favoritos y disfrutar de una mayor independencia.

Cubiertas con elección de seis colores. Azul, rosa, amarillo, naranja, blanco y rojo. **Figura 1.**

Controlador de 40 amperios, PG GC3 con desconexión rápida y puerto de carga ubicado justo debajo del mango. **Figura 2.**

Charola de almacenamiento abatible debajo del asiento. **Figura 3.**

Soporte de pies amplio. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Asiento	18" x 17" y 20" x 18"
Altura del respaldo	14"
Capacidad de peso	136 kg
Peso del producto	43 kg
Rueda delantera	6" sólidas
Rueda trasera	9" sólidas
Velocidad máxima	6 kmh
Radio de giro	25.5"
Batería	20 AH
Rango de distancia	18 km por carga

Se desmonta fácilmente en 5 piezas



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11S

