

GrandSlam

RGK



Unidos en uno, la silla de ruedas y el jugador han maximizado la eficiencia y optimizado el rendimiento; el control de la silla se convierte en puro instinto sobre la propulsión directa. No encontrarás un ajuste mejor que tu flamante GrandSlam CX.

El Tri-Frame es un nuevo diseño que distribuye mejor la energía. **Figura 1.**

Guardas laterales de fibra de carbono. **Figura 2.**

Eje de fibra de carbono. **Figura 3.**

Sistema de asientos de fibra de carbono GrandSlam CX. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4




Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	10" a 20"
Profundidad asiento	10" a 20"
Altura marco	14" a 24.8" (delantera)
Altura marco	14" a 24.8" (trasera)
Peso de la silla	desde 9.2 kg
Capacidad de peso	125 kg / 275 lbs
Centro de gravedad	Ajustable
Camber	16°, 18°, 20° y 22°
Casters	3"
Accesorios	Opcionales
Colores disponibles	25 disponibles



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

