

HiLite XTR

RGK



Fabricada con materiales de la más alta calidad y elaborada a mano con cuidado. La HiLite XTR es funcional, ligera y cómoda. La HiLite XTR es la silla de titanio perfecta para experimentar a medida por primera vez, ya sea un usuario nuevo o experimentado. Con más de 30 medidas personalizadas para el usuario, los beneficios clínicos y los niveles de comodidad son transformadores. Un marco de titanio ligero grado 2 y una amplia gama de opciones para elegir, aseguran un rendimiento funcional superior en este diseño clásico de silla de ruedas.

La estructura de la silla de ruedas está hecha de titanio comercialmente puro de grado 2. **Figura 1.**

Con más de 30 mediciones, se puede adaptar perfectamente para adaptarse a la discapacidad y los requisitos clínicos del usuario. **Figura 2.**

Respaldo fijo o abatible, altura fija o respaldo regulable en altura. **Figura 3.**

Sistema de tapizado Airtech. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4

Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Material del marco	Titanio grado 2
Estilo del marco	Rígido
Ancho del asiento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Profundidad de asiento	10" - 18" / 25 cm - 46 cm
Capacidad de peso	125 kg / 275.6 lbs
Peso del producto	Desde 7.5 kg / 16.5 lbs
Sistema de marco	Abierto o cerrado
Colores disponibles	25 opciones



Ruedas traseras
Extracción rápida

BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

