

# Kid Kart Xpress



zippie.

La silla de ruedas para niños con movilidad de intervención temprana Kid Kart® Xpress presenta un posicionamiento superior, un estilo contemporáneo y una funcionalidad fácil de usar para niños de 0 a 3 años que pesan hasta 55 libras.

Asiento extraíble y base plegable.  
**Figura 1.**

Con 20° de inclinación hacia adelante y 45° de inclinación hacia atrás, un rango de inclinación ajustable de 65°.  
**Figura 2.**

Componentes de posicionamiento ajustables.  
**Figura 3.**

La base del comedero de altura fija y la base elevadora de altura ajustable mantienen a su hijo en la posición adecuada durante la alimentación, las actividades o la terapia.  
**Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4

# Pensando en ti. Más opciones.

Diseño clínicamente sólido e innovador y valor excepcional.

## ESPECIFICACIONES

ITEM	EIXP
Ancho asiento	6" a 12.5"
Profundidad asiento	5.5" a 11"
Peso del producto	15.4 kg / 34 lbs
Altura del respaldo	13" a 22"
Capacidad de peso	25 kg / 55 lbs
Rango inclinación	65 ° (20 ° anterior, 45 ° posterior)
Ruedas delanteras	7" y 8"
Ruedas traseras	10" - 14"
Accesorios	Opcionales
Colores	En base y capotas

Medida de usuario  
requerida  
(altura total)



## BENEFICIOS

Un cochecito para necesidades especiales que brinda soporte de posicionamiento de leve a moderado

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com) 

ver\_2025.11.115

