

MPS

Asiento para automóvil



El asiento especial ofrece una solución si planea usar en el automóvil o en casa. El asiento ha sido diseñado para ofrecer un soporte cómodo de posicionamiento y adecuado en el automóvil o en la base opcional.

Tiene propiedades antimicrobianas, es impermeable a los fluidos, además de estar libre de látex y resistente a peladuras y desgarros. **Figura 1.**

Ajuste Hip-Flex® de 30° para una posición pélvica óptima. **Figura 2.**

Carcasa del asiento en dos tamaños, pequeña y grande. **Figura 3.**

Cubierta de la correa para el hombro. **Figura 4.**



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Diseño clínicamente sólido e innovador y valor excepcional.

ESPECIFICACIONES	
Altura usuario	Talla 1 a 4 75 - 185 cm / 28" - 62"
Peso usuario	Talla 1 a 4 36 hasta 59 kg / 80 - 130 lbs
Edad usuario	Desde 9 meses hasta adultos
Ancho asiento	7" - 13"
Profundo asiento	6" - 17"
Arnés	5 puntos Grado de asiento automóvil
Accesorios	Opcionales
Colores	Aqua, Cereza, Lila y Gris 



BENEFICIOS

Están destinados a niños con necesidades de posicionamiento leves a moderadas.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

