

# Mesa adaptativa



Esta mesa é a solução inclusiva de aprendizado que se ajusta às necessidades de cada aluno em segundos. Com uma estrutura ampla e compatível com cadeiras de rodas e uma ampla faixa de ajuste de altura, acomoda todos os alunos com facilidade.

Ajuste de altura: de 58 a 109 cm.

**Imagem 1.**

Inclinação opcional da superfície: 0°–50°, proporcionando personalização. **Imagem 2.**

Rodízios proporcionam mobilidade e podem ser travados para maior estabilidade. **Imagem 3.**

Rolos anti-tombo evitam que a mesa tombe para frente. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

## ESPECIFICAÇÕES

ITEM	R250
Altura	23" a 43" / 58 a 109 cm
Comprimento do quadro	36½" / 93 cm
Profundidade do quadro	28" / 71 cm
Peso do produto	68 lbs / 31 kg
Carga máxima	110 lbs / 50 kg 55 lbs / 25 kg quando inclinado
Cotoveleiras	Suporta 25 lbs / 11 kg
Configurações	Nenhuma ferramenta necessária
Cores da mesa	

Cotoveleiras



Caixa lateral de armazenamento inclusa.

Ajuste contínuo de altura, ativado por pedal



## BENEFÍCIOS

Mesa para alunos com necessidades especiais.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

