

Estabilizador MyGo



Solução versátil de terapia em pé que cresce com o seu filho, proporcionando configurações de pé vertical, prona e supina, tudo em um único sistema de pé. Projetado para melhorar o desenvolvimento da estrutura óssea e muscular de crianças com necessidades de posicionamento moderadas a complexas.

Mude os ângulos de supino, vertical e propenso através de um sistema de manivela fácil de usar. **Imagem 1.**

O design modular pode ser facilmente configurado para as necessidades posturais e de conforto de uma criança em crescimento. **Imagem 2.**

Traga os benefícios da terapia em pé. **Imagem 3.**

Este suporte dá às crianças espaço para mover os braços de forma livre e independente. **Imagem 4.**




Imagem 1




Imagem 2





Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanhos	2
Idade aproximada	4 a 14 anos
Altura do usuário	108 a 145 cm / 42,6" - 66,9"
Peso máx do usuário	60 kg / 132 lbs
Peso do Produto	22 - 25 kg / 48 - 55 lbs
Ângulo Pró e Sup	0° até 80°
ajuste da bandeja	45°
Longa permanência	113 cm / 44,5"
Largura em pé	65 cm / 25,6"

Medição necessária
do usuário
(altura total)



Cores



BENEFÍCIOS

Dispositivo de mobilidade vertical projetado para crianças e adolescentes que não conseguem ficar de pé ou andar de forma independente

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

