

Estabilizador MyGo



Solución de terapia de bipedestación versátil que crece con su hijo y ofrece configuraciones posibles de bipedestación vertical, boca abajo y supina, todo en un solo sistema. Diseñado para mejorar el desarrollo de la estructura ósea y muscular de niños con necesidades de posicionamiento de moderadas a complejas.

Cambie de ángulo desde supino, vertical y boca abajo a través de un sistema de manivela fácil de usar.

Figura 1.

El diseño modular se puede configurar fácilmente para las necesidades posturales y de comodidad de un niño en crecimiento. **Figura 2.**

Aproveche los beneficios de la terapia de pie. **Figura 3.**

Este soporte ofrece a los niños espacio para mover los brazos con libertad e independencia. **Figura 4.**




Figura 1




Figura 2





Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Tamaños	2
Edad aproximada	4 a 14 años
Estatura usuario	108 a 145 cm / 42.6" - 66.9"
Peso max de usuario	60 kg / 132 lbs
Peso del producto	22 - 25 kg / 48 - 55 lbs
Ángulo Pro & Sup	0° hasta 80°
Ajuste de bandeja	45°
Largo bipedestador	113 cm / 44.5"
Ancho bipedestador	65 cm / 25.6"

Medida de usuario
requerida
(altura total)



Colores



BENEFICIOS

Dispositivo de movilidad vertical diseñado para niños y adolescentes que no pueden ponerse de pie o caminar de manera independiente

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

**Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com



ver_2025.11.115

