

MyWay+



LECKEY

O QUADRO SELECT adapta-se às suas necessidades e atividades. Controle os níveis de inflação em todo a sua almofada com o exclusivo Controle de Memória ISOFLO e design independente de quatro compartimentos. As células de ar interconectadas proporcionam imersão e envolvimento para redistribuição da pressão.

O alongamento e a cobertura antibacteriana se adaptam e mantêm para qualquer superfície ou cadeira de rodas. **Imagem 1.**

O design exclusivo das células aéreas tem a capacidade de ajustar e se adaptar à forma do corpo do usuário. **Imagem 2.**

Feito de polivilil de alta qualidade e ultraleve em vários tamanhos. **Imagem 3.**

Materiais resistentes à água e fáceis de limpar. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

ESPECIFICAÇÕES

Tamanho do quadro	S1 S2 S3
Idade (aprox.)	1-5 4-11 9-16
Altura dos ombros do usuário ao solo	59-87 cm 87-119 cm 107-149 cm
Altura do assento	24-41 cm 40-61 cm 55-81 cm
Peso do quadro	14 kg
Capacidade de peso	25 kg 50 kg 80 kg
Largura da moldura	57 cm 67 cm 72 cm
Comprimento quadro	84 cm 93 cm 118 cm

BENEFÍCIOS

Dispositivo de mobilidade vertical projetado para crianças e adolescentes que não conseguem ficar de pé ou andar de forma independente.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

