

# NITRUM

QUICKIE®



Para utilizadores activos que procuram um desempenho de condução diferente, detalhes inovadores e uma ampla variedade de opções, o Nitrum cria a combinação perfeita de ajuste e desempenho.

O Nitrum Hybrid oferece uma estrutura frontal reforçada sem comprometer a sua construção leve. **Imagem 1.**

Para melhor posicionamento e funcionalidade da cadeira, ela pode ser configurada com encostos e almofadas JAY. **Imagem 2.**

Fabricado em alumínio oval 7020 com tecnologia ShapeLoc e moldura removível. **Imagem 3.**

Os primeiros LEDs integrados com bateria removível. **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

|                      |   |
|----------------------|---|
| ITEM                 | EIR12   |
| Largura do assento   | 12" a 20"   |
| Profundidade assento | 12" a 20"   |
| Peso do Produto      | A partir de 5 kg o marco  |
| Capacidade de peso   | 124 kg / 275 lbs  |
| Curvatura            | 0°, 3° y 6°   |
| Centro de gravidade  | Ajustável de 0" até 4"  |
| Acessórios           | Opcional  |
| Cores disponíveis:   |  |

Um toque único para dobrar o encosto Twist-Lock



Estrutura reforçada

Sistema de rodas ajustáveis patenteado



Cores personalizadas incluídas

## BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

