

PACER DINÁMICO

Entrenador de marcha

 rifton.



El entrenador de marcha Pacer es la solución para quienes inician a caminar y necesitan asistencia en el proceso de rehabilitación y fortalecimiento de músculos y huesos de forma segura.

El marco superior estándar es una excelente opción para clientes que no necesitan movimiento dinámico. **Figura 1.**

El marco superior dinámico permite el movimiento para proporcionar un cambio dinámico de peso y un soporte dinámico del peso corporal para fomentar patrones de marcha naturales. **Figura 2.**

La base estándar está diseñada para usarse tanto en interiores como en exteriores. **Figura 3.**

Base utilitaria para transitar por umbrales, céspedes, caminos de grava o áreas de juegos desconchadas. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES	
Medida codo a piso	39 cm - 127 cm / 15.5" - 49"
Medidas marco	Mini, Pequeño, Mediano, Grande y E Grande
Peso max de usuario	34 - 113 kg / 75 - 250 lbs
Peso del producto	4.6 - 14.5 kg / 10.2 - 32 lbs
Uso	Interior y exterior
Accesorios	Opcionales
Ajustes	No se requiere herramientas
Colores marco	

Medida de usuario requerida (Codo al piso)	
	Opción de odómetro
Liberación giratoria Bloqueo giratorio Arrastre variable	
	Frenos de pie y bloqueo de dirección

BENEFICIOS

Para usuarios con necesidad de mejorar sus habilidades ambulatorias y desarrollar el soporte de su peso

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

