

# Q200 R



**QUICKIE®**

Cadeira de rodas motorizada ultra-compacta RWD com manobrabilidade super precisa em ambientes internos e ZERO comprometimento na estabilidade e desempenho ao ar livre.

A cadeira auto proporciona uma posição sentada relaxada e possui um encosto rebatível semi-reclinável.

**Imagem 1.**

Disponível com inclinação de 22° e suporte elétrico para as pernas montado no centro. **Imagem 2.**

Tecnologia de base SMART. **Imagem 3.**

Expresse-se com cores! **Imagem 4.**



Imagem 1




Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



# Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

## ESPECIFICAÇÕES

Largura do assento	15", 16", 18", 20" e 21"
Profundidade assento	16" a 22"
Altura do encosto	18" a 30"
Capacidade de peso	136 kg / 300 lbs
Peso do Produto	A partir de 126 kg / 278 lbs
Raio de giro	18,3" sem apoio para os pés
Rodas dianteiras	9"
Rodas traseiras	12" ou 14"
Velocidade	9,6 kmh / 6 mph

2 baterias seladas



Cores disponíveis



## BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

