

Q200 R



QUICKIE®

Silla de ruedas motorizada ultra compacta con tracción trasera, con una maniobrabilidad súper ajustada en interiores y SIN compromisos en estabilidad y rendimiento al aire libre.

El asiento tipo auto proporciona una posición sentada relajada y cuenta con un respaldo plegable semi-reclinable.

Figura 1.

Disponible con basculación de 22° y soporte eléctrico para piernas con montaje central.

Figura 2.

Tecnología de base SMART.

Figura 3.

¡Exprésate con el color!

Figura 4.



Figura 1




Figura 2



Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	15", 16", 18", 20" y 21"
Profundidad de asiento	16" a 22"
Altura del respaldo	18" a 30"
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Peso del producto	Desde 126 kg / 278 lbs
Radio de giro	18.3" sin reposapiés
Ruedas delanteras	9"
Ruedas Traseras	12" o 14"
Velocidad	9.6 kmh / 6 mph

Colores disponibles



2 baterías selladas



BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

