

Q50 R

QUICKIE®



Es tu compañera de viaje perfecta y para actividades diarias. Equipada con una batería de litio aprobada para viajar por avión, ofrece una autonomía de hasta 12 km. y permite duplicar su alcance hasta 24 km.

Con un peso de apenas 15 kg. (sin baterías) y fabricada con fibra de carbono de primera calidad. **Figura 1.**

El respaldo ultraligero cuenta con tapizado transpirable, lo que permite un flujo de aire y una regulación de temperatura óptimos. **Figura 2.**

Plegable en segundos, también se guarda cómodamente en los lugares más reducidos sin quitar la batería. **Figura 3.**

El controlador de motor sin escobillas nVR2 confiable y establecido responde con precisión a sus comandos y a la carga de la batería. **Figura 4.**




Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

Ancho del asiento	17"
Profundidad asiento	16.5"
Altura del respaldo	18"
Peso del producto	(sin batería) 14.5 kg 32 lbs
Peso máx del usuario	135 kg 300 lbs
Ruedas traseras	8"
Ruedas delanteras	6.5"
Velocidad máxima	6 kmh 3.7 mph
Batería	Litio de 24 V, 10 Ah
Motor	Alta potencia 250 W, sin escobillas
Dimensiones totales	(co/la/al) 36.5"/22.4"/36.3"
Dimensiones plegado	(co/la/al) 30.2"/22.4"/14.6"

Carga incluso cuando está plegado



Luz de marcha superbrillante

5 colores llamativos



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida parcial o total de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

