

QS5 X

QUICKIE®



A QUICKIE QS5 X redefine a facilidade de dobragem graças ao FreeFold, um design inovador de travessa que reduz as forças de dobragem e permite economizar mais de 40% de energia a cada dobra. A QS5 X facilita o trabalho de levantamento, com uma trava de dobragem (opcional) que mantém a cadeira de rodas firmemente bloqueada para evitar qualquer abertura.

A QS5 X é fácil de dobrar e permanece dobrada graças à inovadora função FreeFold. **Imagem 1.**

Opção de frente do quadro da cadeira rebatível. **Imagem 2.**

Opção de frente do quadro da cadeira fixa. **Imagem 3.**

A QS5 X utiliza um sistema de prensagem para conectar o quadro à travessa e uma cruzeta reforçada com tubo ovalado. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

Quadro	Dobradura de alumínio 7000
Largura do assento	13" a 20"
Profundidade do assento	13" a 20"
Peso do produto	A partir de 7,4 kg / 16,2 lbs
Capacidade de peso	135 kg / 300 lbs
Ângulo do quadro	70°, 75°, 80°, 85° e 90°
Centro de gravidade	Ajustável 1" - 3"
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições
Cores disponíveis	32 disponíveis



BENEFÍCIOS

Para pessoas ativas, principalmente lesões espinhais e motoras.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

