

# QXi



QUICKIE®



Simplificado por Quickie. El Quickie® QXi™ es un marco duradero y de bajo mantenimiento que es perfecto para la persona que busca simplicidad, longevidad y las opciones más populares de Quickie al precio adecuado.

Diseño de marco duradero. **Figura 1.**

Ajustes, incluido el centro de gravedad, la altura del asiento, la inclinación y la altura del respaldo. **Figura 2.**

Alturas de asiento súper bajas; se puede lograr una altura de asiento de 13" con ruedas de 5". **Figura 3.**

Nueva tapicería EXO. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3




Figura 4



# Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

## ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	14" a 20"
Profundidad asiento	14" a 20"
Peso del producto	Desde 12 kg / 26.5 lbs
Capacidad de peso	136 kg / 300 lbs
Camber	0° y 3°
Centro de gravedad	Ajustable 1" - 3.5"
Ángulo marco	60°, 70° y 80°
Soporte de pies	Opcional / Elevable
Accesorios	Opcionales
Ajustes	Opcionales

Colores disponibles



## BENEFICIOS

Para personas activas principalmente lesiones medulares y motoras.

## Conoce nuestros productos



### DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



### VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto  
**Contacta a tu representante local de Loh Medical**

Encuentre su representante local en [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.115

