

Quickie IRIS

QUICKIE®



A melhor cadeira de rodas com inclinação espacial, a cadeira de rodas com inclinação manual de até 55°, a mais ampla gama de opções de posicionamento, inúmeros ajustes e é uma das cadeiras de rodas especiais mais leves disponíveis atualmente.

Oferece a opção recomendada de almofadas e encostos JAY adaptados às necessidades específicas do usuário.

Imagem 1.

A opção de inclinação elétrica dá ao usuário mais controle sobre a posição do corpo no espaço.

Imagem 2.

Estrutura e acessórios ajustáveis e removíveis para facilitar o transporte.

Imagem 3.

Possui faixas de rotação de 40° ou 55° que podem ser configuradas para atingir até 45° ou 60°.

Imagem 4.



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Para quem necessita de tecnologia de ponta para acompanhar as exigências da sua vida ativa.

ESPECIFICAÇÕES

ITEM	EIZ4-2
Quadro	Alumínio
Largura do assento	14" a 22"
Profundidade assento	14" a 22"
Capacidade de peso	135 kg / 300 lbs
Graus de inclinação	-5° até 55°
Sistema de inclinação	Inclinando no espaço
Acessórios	Opcional
Configurações	Em medições
Cores disponíveis:	

Sistema de pedal para ativar inclinação e freio



Suporte para extremidades inferiores JAY

Projetos intuitivos de apoio para os pés



O sistema de encosto de post único MONO

BENEFÍCIOS

Uma cadeira para necessidades especiais que oferece suporte de inclinação e posicionamento.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

