

Quickie IRIS




La mejor silla de ruedas con basculación en el espacio, la silla de ruedas con inclinación manual hasta 55°, la más amplia gama de opciones de posicionamiento, numerosos ajustes, y es una de las más ligeras sillas de ruedas espaciales disponibles hoy.

Ofrece la opción recomendable para cojines y respaldos JAY sobre medida y necesidades específicas del usuario.
Figura 1.

La opción de inclinación eléctrica brinda al usuario más control sobre la posición de su cuerpo en el espacio.
Figura 2.

Marco y accesorios ajustables y desmontables para fácil transporte.
Figura 3.

Presenta rangos de rotación de 40° o 55° que se pueden configurar para lograr hasta 45° o 60°. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

| | |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| ITEM | EIZ4-2 |
| Marco | Aluminio |
| Ancho de asiento | 14" a 22" |
| Profundidad asiento | 14" a 22" |
| Capacidad de peso | 135 kg / 300 lbs |
| Grados basculación | -5° hasta 55° |
| Sistema basculación | Basculación en el espacio |
| Accesorios | Opcionales |
| Ajustes | En medidas |
| Colores disponibles: |  |



BENEFICIOS

Una silla para necesidades especiales que brinda basculación y soporte de posicionamiento.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

