

R90



Recorra distancias más largas sin cansarse, suba rampas con facilidad y reduzca la tensión en los hombros. El diseño elegante, simple y compacto permite colocar el R90 debajo de su silla. Es discreto e intuitivo y mantiene el tamaño y el radio de giro de su silla.

Con un botón se eleva la rueda para obtener una resistencia cero a la rodadura. **Figura 1.**

Arranque, detenga y controle la velocidad con solo presionar un botón. **Figura 2.**

Aplicación de inteligencia Sunrise le permite seleccionar el perfil de rendimiento, velocidad máxima y muestra la carga de la batería. **Figura 3.**

El sistema de fijación V-Lock asegura el R90 a la mayoría de las sillas de ruedas plegables y rígidas. **Figura 4.**




Figura 1




Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Para quienes requieren tecnología de punta para mantener el ritmo de las exigencias de su vida activa.

ESPECIFICACIONES

ITEM	EISP8
Alcance máximo	Batería estándar (2.5 Ah): 15.7 km Batería extendida (5 Ah): 31 km
Velocidad máxima	8 kmh (ajustable)
Batería	lones de litio de 36 V, 2.5 Ah/5 Ah
Capacidad de peso	124 kg / 275 lbs
Peso del producto	R90 sin batería: 6 kg / 13.0 lbs Batería estándar: 0.6 kg / 1.5 lbs Batería extendida: 1.2 kg / 2.6 lbs



BENEFICIOS

Dispositivo de asistencia motorizada para sillas de ruedas de marco rígido y plegable

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11S

