

Sistema de assento Squiggles



LECKEY

Este sistema pediátrico de assento e posicionamento proporciona um posicionamento postural incomparável da pélvis, tronco, cabeça e pernas, proporcionando à criança a maior liberdade de movimento possível.

A base Hi-Low permite que a altura da criança seja facilmente alterada através de um pedal de compressão de gás para interação olho no olho durante o trabalho, descanso e brincadeira.

Imagem 1.

Grande variedade de possibilidades de ajuste, o Sistema de Assento Squiggles é capaz de crescer com o seu filho.

Imagem 2.

A estabilidade pélvica é a base para o conforto e o suporte postural ideal em todas as cadeiras de terapia. **Imagem 3.**

Assentos Leckey em bases de mobilidade ZIPPIE. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3



Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

ESPECIFICAÇÕES

Base do chassi	Hi-Low
Idade aproximada	De 1 a 5 anos
Altura do usuário	De 75 a 110 cm / 29,5" a 43,3"
Peso máximo do usuário	22 kg / 48,4 lbs
Reclinação do encosto	De -10 a 25°
Inclinação do assento	De -10 a 30°
Ângulo do apoio para os pés	De -10 a 10°
Peso unitário postural	6 kg / 13 lbs
Peso base alto-baixo	9 kg / 20 lbs

Medição necessária do usuário (altura total)



Cores



Rosa

Verde

Azul



BENEFÍCIOS

Projetado para crianças e jovens que necessitam de posicionamento ideal e estabilidade pélvica

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com 

ver_2025.11.11P

