

Scooot



Está diseñado para ayudar a los niños con necesidades especiales a jugar, explorar y participar de la manera que mejor se adapte a sus capacidades físicas y cognitivas.

El respaldo Scooot brinda más soporte y reduce la cantidad de control del tronco necesario. **Figura 1.**

Polo de empuje. **Figura 2.**

El reposapiés se puede ajustar fácilmente a la longitud exacta de las piernas de su hijo. **Figura 3.**

Cojín de respaldo avanzado. Este extra opcional que brinda un "abrazo" de apoyo al baúl de su hijo. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2



Figura 3



Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Equipo fabricado y adaptado para niños y adultos con discapacidad.

ESPECIFICACIONES

Altura respaldo	26 cm / 10.5"
Ancho asiento	23 cm / 9"
Profundo asiento	40 cm / 15.5"
Ancho respaldo	26 cm / 10.5"
Peso max de usuario	22 kg / 48.5 lbs
Rango de edad	2 a 6 años
Tamaño rueda	9"
Altura del poste	80 - 89 cm / 31.5" - 35"



BENEFICIOS

Apta para niños con daño neuronal y psicomotor ó discapacidad psíquica cognitiva.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com 

ver_2025.11.115

