

Sillón LC-205

PRIDE
MOBILITY



¡La comodidad es esencial! El sillón reclinable Essential LC-250 ofrece inclinación total en tres posiciones. Encuentra tu posición favorita con solo tocar un botón. Fuerte, duradero y construido para durar, este sillón reclinable con elevador eléctrico es el complemento perfecto para su hogar.

Control remoto de dos botones que le permite controlar las tres posiciones del sillón: Sentado, vertical o completamente reclinado para el modo de relajación. **Figura 1.**

Caja de alimentación de bajo consumo con cable de 9', con batería de respaldo. **Figura 2.**

Disponible en cuatro colores: Stone, Pacific, Walnut y New Chesnut. **Figura 3.**

Sistema de elevación silencioso y suave. **Figura 4.**



Figura 1



Figura 2




Figura 3




Figura 4



Pensando en ti. Más opciones.

Productos de alta calidad con los accesorios necesarios a un precio económico.

ESPECIFICACIONES

Ancho de asiento	22"
Profundidad asiento	20"
Altura del respaldo	26"
Asiento al piso	20"
Ancho total	34"
Capacidad de peso	170 kg
Peso del producto	53 kg
Posiciones	(3) Sentado, reclinado, elevado
Marco	Madera
Colores	Tela y cuero sintético



BENEFICIOS

Para usuarios con movilidad reducida de miembros inferiores.

Conoce nuestros productos



DISEÑADOS PARA NUESTROS TERRITORIOS

Nuestros productos están diseñados para satisfacer las necesidades de cada uno de nuestros territorios, ofreciendo calidad y precios accesibles.



VERSÁTILES Y FUNCIONALES

Contamos con diversidad de productos que van desde una gran gama de sillas de ruedas manuales, motorizadas y scooter de movilidad.

Para más información sobre cómo obtener este producto
Contacta a tu representante local de Loh Medical

Encuentre su representante local en www.lohmedical.com   

ver_2025.11.115

