

# Sistema de Atividades iniciais

## LECKEY



Ele foi projetado para ser usado como parte de um programa de intervenção precoce para maximizar o potencial futuro da criança.

1. Tapete
2. Cunha
3. Encosto de cabeça
4. Apoio para sentar
5. Correias de posicionamento (par)
6. Rolo de suporte pequeno (par)
7. Rolos de suporte médio (par)



# Pensando em você. Mais opções.

Equipamentos fabricados e adaptados para crianças e adultos com deficiência.

## ESPECIFICAÇÕES

Idade	Máximo 48 meses
Peso do usuário	Máximo 15 kg
Altura do usuário	Máximo 100 cm.
Tapete	76 cm. Largura 95 cm. Longo
Apoio sentado	19 cm. Altura 30 cm. Profundo
Largura do assento	20 cm. mínimo 25 cm. máximo
Porta-rolos pequeno	6 cm. Largura 60 cm. Longo.
Suporte de Rolo Médio	8 cm. Diâmetro 70 cm. Longo.
Cunha do Tronco	27 cm. Largura 20,8 cm. Longo. a 7,5°
Correias pos.	8 cm. Largura 65 cm. Longo.



## BENEFÍCIOS

Adequado para bebês e crianças pequenas desde o nascimento até os 4 anos.

## Conheça nossos produtos



### PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



### VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

**Para mais informações sobre como obter este produto**  
**Entre em contato com seu representante local da Loh Medical**

Encontre seu representante local em [www.lohmedical.com](http://www.lohmedical.com)   

ver\_2025.11.11P

