

Soft-Touch Sitter



É um sistema de assento adaptável que fornece suporte em diversas posições sentadas. Vem em três variações diferentes: Sitter Only, Base de Cunha Fixa ou Base com Rodas.

Possui propriedades antimicrobianas, é impermeável a fluidos, além de ser isento de látex e resistente a descamação e rasgo. **Imagem 1.**

Base de cunha fixa. **Imagem 2.**

Base fixa em madeira. **Imagem 3.**

Base de madeira com rodas. **Imagem 4.**



Imagem 1



Imagem 2



Imagem 3




Imagem 4



Pensando em você. Mais opções.

Clinicamente sólido, design inovador e valor excepcional.

ESPECIFICAÇÕES	
Altura do usuário	Tamanho 1 a 5 75 - 185 cm / 30 - 74"
Peso do usuário	Tamanho 1 a 5 9 kg até 91 kg / 20 - 200 lbs
Idade do usuário	De 1 a 13 anos
Peso do Produto	A partir de 2,7 kg até 8,6 kg 6 - 19 lbs
Aproveitar	Incluindo
Acessórios	Apoio de cabeça Bandeja de atividades móveis
Cores	Lilás, Água e Cinza 

Medição do usuário necessária (Altura total)	
	Bandeja de atividades móveis
Apoio de cabeça	
	Compatível com carrinhos Special Tomato

BENEFÍCIOS

Destinam-se a crianças com necessidades de posicionamento leves a moderadas.

Conheça nossos produtos



PROJETADOS PARA NOSSOS TERRITÓRIOS

Nossos produtos são projetados para atender às necessidades de cada um de nossos territórios, oferecendo qualidade e preços acessíveis.



VERSÁTIL E FUNCIONAL

Dispomos de uma variedade de produtos que vão desde uma vasta gama de cadeiras de rodas manuais, motorizadas e scooter de mobilidade.

Para mais informações sobre como obter este produto

Entre em contato com seu representante local da Loh Medical

Encontre seu representante local em www.lohmedical.com   

ver_2025.11.11P

